

Physiotherapy

Физиотерапия



Physiotherapy



ВМ-03 «Аксион»

Массажер вакуумный

**Технические характеристики зарядного устройства:**

Диапазон изменения разрежения	от -5 до -65кПа
Время выдержки на минимальном и максимальном уровнях разрежения	от 0 до 9 сек.
Режим работы	продолжительный
Потребляемая мощность	не более 90 ВА
Габаритные размеры	не более 270x300x260 мм
Масса	не более 6 кг

- ▶ • **Компактный, легкий**
- ▶ • **Современный дизайн**
- ▶ • **Удобство управления с пленочной клавиатуры**

- **Возможность проведения вакуумного массажа на любых участках тела**

Массажер вакуумный ВМ-03 «АКСИОН» — это переносной физиотерапевтический прибор, предназначенный для лечения остеохондроза, обусловленных им заболеваний периферической нервной и сосудистой систем и опорно-двигательного аппарата. Массаж осуществляется посредством разрежения (вакуума), создаваемого в прозрачных пластиковых насадках, накладываемых на различные участки тела.

Прибор работает в двух режимах «Подготовка» и «Работа».

Режим «Подготовка» используется для задания параметров импульсов разрежения в вакуумных насадках и установки вакуумных насадок на тело пациента, при этом в них поддерживается заданный уровень минимального разрежения.

В режиме «Работа» происходит автоматическое выполнение процедуры.

Для изменения заданных значений необходимо перейти в режим «Подготовка». Диапазон задания минимального и максимального уровней разрежения от 1 до 9 условных единиц, что соответствует диапазону разрежения в вакуумных насадках от минус 5кПа до минус 65кПа.

Массажер отличается простотой управления, полной индикацией всех параметров импульсов разрежения и режимов работы, широким выбором скорости спада и подъема разрежения, защитой пациента от чрезмерного разрежения.

В комплект поставки входят 24 насадки - 13 видов.

Массажер может применяться в условиях клиник, физиотерапевтических кабинетов поликлиник, санаториев и массажных кабинетов.

VM-03 «Axion»

Vacuum masseur

**Technical specifications charger:**

Depression adjustment range	minus 5 up to minus 65 kPa
Exposure time at the minimum and maximum depression levels	from 0 up to 9 sec
Operation mode	continuous
Output consumed	not more than 90 VA
Overall dimensions	not more than 270x300x260 mm
Weight	not more than 6.5 kg



- **Compact, light-weight**
- **Modern design**
- **Convenient control using a film keyboard**
- **Ability to make vacuum massage on any parts of the body**

Vacuum masseur VM-03 «AXION» is a portable physiotherapy device designed for curing osteochondritis as well as caused by it diseases of peripheral nervous and

vascular systems and locomotorium. Massage is made by depression (vacuum) generated in the transparent plastic attachments to be applied to different parts of the body. The device is operated in two modes «Preparation» and «Operation».

Mode «Preparation» is used to assign the depression pulse parameters in the vacuum attachments and apply the vacuum attachments to the patient's body; at that, the assigned minimum depression is maintained inside them. When in mode «Operation», the procedure is carried out automatically.

In order to change the values assigned it is required to switch over to mode «Preparation». The assignment range of the minimum and maximum depression levels is from 1 up to 9 standard units, which corresponds to the depression range in the vacuum attachments from minus 5 kPa up to minus 65 kPa.

The masseur has simple control, full indication of all depression pulse parameters and operation modes, wide range of depression fall and rise rate, protection of the patient against excessive depression.

The delivery set contains 24 attachments of 13 types.

The masseur can be used in clinics, physiotherapy rooms of health centres, sanatoria and massage rooms.